



## Многопрофилна болница за активно лечение "СВ. МАРИНА" ЕАД

Варна 9000, бул. "Хр. Смирненски" №1; тел. 302 851/860; факс: 302 874;  
Изп. директор: 302 875; секретариат: 302 876; e-mail: officeub@mail.bg

### РЕШЕНИЕ № Р-415/19.06.2015 г.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание Чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП и отразени резултати в Протокол 1 от 15.05.2015 г., Протокол 2 от 25.05.2015 г., Протокол 3 от 03.06.2015 г., Протокол 4 от 11.06.2015 г. и Протокол 5 от 17.06.2016 г., съставени в изпълнение на чл. 72 от ЗОП от назначената със Заповед Р-323/15.05.2015 г. комисия за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП, за периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години, открита с Решение Р-234 от 03.04.2015 г., на Директор "Икономически Дейности", упълномощено лице с Пълномощно номер 1465 от 17.10.2013 г.

### ОБЯВЯВАМ

#### I. Класираните участници по обособени позиции, както следва:

1. За обособена позиция с номер 1 „Адхезивни предметни стъкла, скосени ъгли под 45°, 1,0 мм дебелина“:  
**Първо място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк "Младост" 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел: 02 4627129, факс: 02 4627115, e-mail: info@mte-bg.com.
2. За обособена позиция с номер 2 „Анатомичен интервертебрален лумбален кейдж, с банановиден дизайн за T-LIF достъп на поставяне. Материал РЕЕК. Ренгенопозитивни маркери за контрол на позицията. Да се осигурява специализиран инструментариум за T-LIF достъп, миниинвазивен с криви пили, длета и кюрети за изгребване на дисковия хрущял. Размери на кейджа: 10x27мм височина: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 мм“:  
**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.
3. За обособена позиция с номер 3 „Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на кръвно налягане по Селдингер, катетърен диаметър 18G/160 мм, размер на иглата 1,30 x 70 мм“:  
**Първо място:** „Валентиа Леонис“ ООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, тел. 0896668868, факс: 02 4702776, e-mail: office@valentialeonis.com.
4. За обособена позиция с номер 4 „Бактерициден филтър за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове, диаметър - 58 мм, външен входящ диаметър - 9 мм, външен изходящ диаметър - 13 мм, вътрешен изходящ диаметър - 10 мм“:  
**Първо място:** "Джи Кей Инженеринг Груп" ООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Марин Дринов 44, ет.2, офис 2, тел.: 0879 906217, e-mail: georgieva@gke.bg.  
**Второ място:** „МарКон“ ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Козлодуй 64, ет.2, офис 7, тел. 0887 579968, факс 052 602107, e-mail: sales@marcon-bg.com.
5. За обособена позиция с номер 5 „Балон катетър за РТСА. Проектиран за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2мм (6F) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67мм (8F) водещ катетър. Профил на върха 0.017" (0.43мм); хидрофилно покритие; за Monorail: външен диаметър на катетъра- проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: външен диаметър на катетъра- проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Съвместим с водач 0,014" (0.36мм); дължини в мм: 8; 12; 15; 20; 30; диаметри в мм; 1,20; 1,20Push; 1,50; 1,50Push; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa“:  
**Първо място:** "Маримпекс-7" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 54, тел. 02 9530263, факс: 02 9525821, email: marimpex-7@mbox.contact.bg.
6. За обособена позиция с номер 6 „Балон катетъри за РТСА MR, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край. Дисталният участък на катетъра да е двулуменен и коаксиален. Дължина на шайбата - 150 см, лазерно заточен връх, Ro-маркери, трислоен вътрешен ствол, флексибилен връх. Проксималният участък на катетъра да е еднолуменен, профил - 0,017"; дължини - 9, 12, 15, 20, 25, 30 мм; диаметър на балона - 1,50 /2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,25/3,50/3,75/4,00 мм; номинално налягане - 6 ATM; За дължини 15, 20, 25 и 30 мм да е приложено хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за водача. Да е съвместим с водачи <0,014"/0,36 мм. Дължина на върха 3,5мм за всички размери. Профил на дисталния шайба: за различните дължини и диаметри 2,3F - 2,7F; Профил на проксималния шайба: за различните дължини и диаметри 1,8F - 2,0F“:  
**Първо място:** "Маримпекс-7" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 54, тел. 02 9530263, факс: 02 9525821, email: marimpex-7@mbox.contact.bg.
7. За обособена позиция с номер 7 „Балон катетъри за РТСА Over-The-Wire и MR, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край. Бисегментен Monorail и OTW. Дизайн с подобрена устойчивост, огъваемост и сигурност. Еднокомпонентен външен шайба за оптимизиране на въвеждането (OTW катетър) с плавен преход от твърдост към флексибилност. Дисталният участък на двата катетъра (и проксималният участък на катетъра OTW) да е двулуменен и коаксиален. Подобрена флексибилност на върха. Скъсени маркери, повишаващи дисталната флексибилност. Диаметри от 1,50мм до 5,00мм. Дължина на балона от 8мм до 40мм. За дължини на балона 8,0мм, 12,0мм, 15,0мм, 20,0мм – избор между 2 варианта (Push или Flex) за диаметър 1,50мм, които да осигуряват различни характеристики. Всички размери да са налични както за Monorail така и за Over-the-Wire катетърни платформи. Ултра нисък профил – 0,017". Да са приложени хидрофилно и хидрофобно покрития, при различните размери. Работната дължина на балонния катетър да е 140 см. Да е съвместим с водачи <0,014"/0,36 мм. Проксимални маркери - един на разстояние 90 см и два на 100 см от върха“:  
**Първо място:** "Маримпекс-7" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 54, тел. 02 9530263, факс: 02 9525821, email: marimpex-7@mbox.contact.bg.
8. За обособена позиция с номер 8 „Балон плаващ термодилуционен катетър Сван Ганц, 5 лумена, 7,5Fr, рентген позитивно тяло и балон, водач 0,028", инжекционен порт 27см от върха, ефективна дължина 110см, допълнителен лумен с проксимален порт за допълнителна инфузия директно в дясното предсърдие на 30 см от върха“:  
**Първо място:** "Медимаг-МС" ООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади-изток, ул. Димитър Сагаев 19, тел: 02 9582180, факс: 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg.
9. За обособена позиция с номер 9 „Вакуум регулатор 0-1bar с предпазен съд за аспирация към болнична система за медицински газове“:  
**Първо място:** „МарКон“ ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Козлодуй 64, ет.2, офис 7, тел. 0887 579968, факс 052 602107, e-mail: sales@marcon-bg.com.

- Второ място:** "Джи Кей Инженеринг Груп" ООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Марин Дринов 44, ет.2, офис 2, тел.: 0879 906217, e-mail: georgieva@gke.bg.
- 10. За обособена позиция с номер 10 „Водач от неръждаема стомана, супер твърд за уретерален достъп. С 5см прав, флексибилен връх. Дължина: 145см, диаметър: 0.035"/0.038"™.**  
**Първо място:** "Молекулар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, тел. 02 9714011, факс: 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg.
- 11. За обособена позиция с номер 11 „Възвратна капачка (луер-лок) за инфузионен катетър с клапа, за достъп без игла”:**  
**Първо място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
- 12. За обособена позиция с номер 12 „Възвратна клапа за инфузионна линия”:**  
**Първо място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
- 13. За обособена позиция с номер 13 „Гофриран дренаж от нетоксичен PVC с рентгеноконтрастна нишка, в двойна опаковка, 250x25 мм” нито един от допуснатите участници не е подал оферта.**
- 14. За обособена позиция с номер 14 „Двувърхува пластмасова игла за трансфериране на разтвори с два канала за всички видове контейнери, с две капачки, с двойна стерилна опаковка и две крила за удобен захват”:**  
**Първо място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
- Второ място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк "Младост" 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел. 02 4627129, факс: 02 4627115, e-mail: info@mte-bg.com.
- 15. За обособена позиция с номер 15 „Дренажен сет, предназначен за едностепенен метод за дренаж на плевра, перитонеум, пикочен мехур и абсцеси, съдържащ следните компоненти: 1. Прав или "Pigtail" тип атраматичен катетър, изработен от биологично неутрален, рентгеноконтрастен материал, с гладка повърхност, тънки стени, големи странични отвори и извит връх на катетъра, предотвратяващ изместване в тъканите и позволяващ ефективен дренаж за продължителен период от време. Пълна гама размери на катетъра, съответно диаметър/дължина: 6Fr/26см, 9Fr/26см, 12Fr/26см, 14Fr/26см, 16Fr/26см. 2. Специална двуконична игла с размери съответно: 18G и 15G. 3. Клип лента. 4. Фиксираща яка.”:**  
**Първо място:** "Профимедика" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Стрелбище, бл.35А, вх.А, ет.7, ап.19, тел./факс: 02 8597411, e-mail: profimedita@abv.bg.
- 16. За обособена позиция с номер 16 „Диагностичен катетър 5F със SS-brade /усилени/ и М-коут дериват хидрофилно покритие с уникални радиални криви с четири или пет ангулации, универсален за диагностика на лява и дясна коронарни артерии при ОМИ с един катетър - "single catheter concert", дължина на катетъра 100 или 110 см, атраматичен връх, за брахиален и радиален достъп, лимит на налягане - до 1000 psi, съвместим с водач”:**  
**Първо място:** "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, ул. "Голям Братан" 8, тел. 02 4914088, факс: 02 4914087, email: ecosmedica@ecosmedica.com.
- 17. За обособена позиция с номер 17 „Еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката с валидиран тест за акуратност на цялата система, съдържащ: катетър към администрираща сет, минимизираща образуването на въздушни мехурчета; капачка за нулиране и праймиране, намаляваща риска от контаминация, без необходимост от нейното отстраняване; трансдюсер; кабел с предпазна капачка; две трипътни кранчета; въртящ се луер-лок конектор за пациентската линия. Обща дължина на линията 150 см, линия за налягане без маркировка, скорост на потока 3 мл/ч”:**  
**Първо място:** "Диамед" ООД с адрес гр. София, пк 1407, ул. Христо Ценов 4, тел. 02 9621755, факс: 02 9621753, e-mail: office@diamed.bg.
- 18. За обособена позиция с номер 18 „Желатинови тапички за абокати”:**  
**Първо място:** "Хелмед България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1309, район Възраждане, ул. Цар Симеон бл. 20, ет. 1, ап. 3, тел. 02 9200456, факс: 02 9291411, e-mail: helmedsf@yahoo.com.  
**Второ място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
- 19. За обособена позиция с номер 19 „Заплатки PTFE Felt Pledgets. Подложки срещу прорязване на конците. Размери: 9,5x4,8x1,65 мм”:**  
**Първо място:** "Девимед" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 23, ет. 3, тел. 02 9533616, факс: 02 9533616, email: devimed@powernet.bg.
- 20. За обособена позиция с номер 20 „CRT-D, разпознаващо VT въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VT; VF детекция и редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахикардии и класифицирането им; алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор на посоката на провеждане на импулса; AT/AF мониторинг с програмируема енергия на шоковете, макс.енергия 35 джаула, в комплект с: 1) Дефибрилиращ биполярен електрод с активна фиксация с франктална структура, стероид елуиран - дексаметазон фосфат, диаметър - 8,6Fr; с един или два шокови койла; 2) Предсърден биполярен електрод: прав или J-форма, с акт. или пасивна фиксация, силикон или комбинация от силикон и полиуретан, стероид елуиран; диаметър 4/5,3Fr; 3) Левокамерен биполярен (унип.) електрод: прав или с предварително зададена форма, стероид елуиран, диаметър 4/5,3Fr”:**  
**Първо място:** "Интерагро 90" ЕООД с адрес гр. София, пк 1000, жк "Манастирски ливади", ул. "Бяло поле" 3, офис сграда "Комфорт", офис 1, тел.: 0888398948, факс: 02 4923110, e-mail: intera90@gmail.com.
- 21. За обособена позиция с номер 21 „CRT-D, предназначен за мониториране и регулиране на сърдечната честота; да разпознава VT въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VT; VF детекция и редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахикардии и класифицирането им; алгоритъм за измерване на прага на предсърдие, дясна и лява камера; алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор на посоката на провеждане на импулса; различни варианти за програмиране на ЛК поляритета на пейсиране - електронно позициониране; алгоритъм за поддържане на бивентрикуларно пейсиране по време на пресърдни фибрилации; AT/AF мониторинг с програмируема енергия на шоковете, макс.енергия 35 джаула; доклади с информация до 14 месеца тенденции за: AT/AF ежедневно; камерна честота по време на AT/AF; ръководство предлагащи готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента”:**  
**Първо място:** "Интерагро 90" ЕООД с адрес гр. София, пк 1000, жк "Манастирски ливади", ул. "Бяло поле" 3, офис сграда "Комфорт", офис 1, тел.: 0888398948, факс: 02 4923110, e-mail: intera90@gmail.com.
- 22. За обособена позиция с номер 22 „Имплантируем порт с нисък профил, намалена ширина и ергономична форма, спомагаща за малък разрез и комфорт за пациента, за СЕСТ инжекции и вливане на цитостатици. Да дава възможност за СТ инжектиране за образна диагностика до 5 куб. см в секунда при 300 PSI/20atm, рентгенопозитивен. Предварително да не бъдат монтирани порта с катетъра. Размери: 6,6Fr, 8Fr и тегло само на порта - не повече от 5,1 грама.” нито един от допуснатите участници не е подал оферта.**
- 23. За обособена позиция с номер 23 „Инструмент за деструкция на тъкани и хемостаза на съдове с диаметър до 7мм, за конвенционална хирургия, 18см дължина, за еднократна употреба, активация през ръкохватката или с педал, с нож, вграден в инструмента, ротация на ствала до 180 градуса, челюсти с дъговина форма, закривени до 14 градуса и дължина на челюстите 3,6 см”:**

- Първо място:** "Сервизмед" ООД с адрес гр. София, пк 1330, жк Красна поляна, ул. Добротич, бл.329А, ет.1, тел: 02 8105959, факс: 02 8105958, e-mail: trade@servicemed-bg.com.
- Второ място:** "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606, ул. Виктор Григорович 3 ет.1 ап.2, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-mail: office@rsr.bg.
- 24.** За обособена позиция с номер 24 „Интродюсер сет 8Fg, неоклузивна стена, материал предотвратяващ прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една ръка, регулируема хемостатична клапа, протективно покритие, напълно съвместим за употреба с балон плаващ термомодулационен катетър - Сван Ганц“:
- Първо място:** "Медимаг-МС" ООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади-изток, ул. Димитър Сагаев 19, тел: 02 9582180, факс: 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg.
- 25.** За обособена позиция с номер 25 „Камерка за инвазивно измерване на налягане съвместима с трансдюсер P23X1, с ротиращ заключващ механизъм“:
- Първо място:** „Валентиа Леонис“ ООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, тел. 0896668868, факс: 02 4702776, e-mail: office@valentialeonis.com.
- 26.** За обособена позиция с номер 26 „Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. За лечение на камерна тахиритмия и двукухилен пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. С автоматична хемодинамична оптимизация, алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. АТ/АФ мониторинг. В комплекта да са включени: - Отделящ електрод с активна фиксация един или два койла. Електродът да е проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и да осигурява сензинг на честотата, пейсинг и шок терапия, чрез кардиовертер дефибрилатор. Дизайнът на върха да подпомага видимостта под флуороскопия. Електродът да е с различни конектори. - Ляв биполярен сърдечен електрод с изолация. Фиксиране чрез дисталния S-край, което да осигурява по-добра стабилност, когато електродът се позиционира през синус-коронарус във вената над камерата. Външен диаметър на електрода 4,3 Fg. Препоръчителен размер на интродюсера 5 Fg. Обвивка, осигуряваща по-добра транзитност на електрода. Освобождаване на 1.0 мг. DSP (дексаметазон фосфат) бавно от върха на електрода при контакт с телесни течности. Подходящ за достъп в малки съдове. Възможност за използване през субселекторен катетър. - Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-sigурно закотвяне. Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. - Отделящ се катетър с външно насочване.“:
- Първо място:** "Булмед 2000" ЕООД с адрес гр. София, пк 1680, кв. Бели Брези, ул. "Хайдушка гора" 59-61, тел: 02 9580481, факс: 02 9580192, e-mail: trade@bulmed2000-bg.com.
- 27.** За обособена позиция с номер 27 „Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. За лечение на камерна тахиритмия и двукухилен пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. Мониторинг на процента удари, които са стимулирани бивентрикуларни. Да притежава автоматична хемодинамична оптимизация, алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. Да може да бъде използван за DDD (R) пейсинг при брадикардия. АТ/АФ мониторинг.“:
- Първо място:** "Булмед 2000" ЕООД с адрес гр. София, пк 1680, кв. Бели Брези, ул. "Хайдушка гора" 59-61, тел: 02 9580481, факс: 02 9580192, e-mail: trade@bulmed2000-bg.com.
- 28.** За обособена позиция с номер 28 „Катетър за емболектомия тип Фогърти. Материали на изработка: балон - натурален латекс, катетър - полиамид, стилет - неръждаема стомана и полиамид. Размери от 2 до 6 Fg вкл. и от 60 до 80 см.“:
- Първо място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк "Младост" 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел: 02 4627129, факс: 02 4627115, e-mail: info@mte-bg.com.
- Второ място:** "Новимед" ООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади Б, бл.65, сграда Евроцентър, ет.2, тел. 02 4219069, факс: 02 8548144, e-mail: novimed@inet.bg.
- Трето място:** "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 23, ет. 3, тел. 02 9533616, факс: 02 9533616, email: cardiomedical@abv.bg.
- 29.** За обособена позиция с номер 29 „Катетър моунт с Г-образен конектор, с порт за аспирация и малък порт за бронхоскопии. Разтегателен, с дължина 10-16см, ф22 мм, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2,4 mbar“:
- Първо място:** "Дрегер Медикал България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, бул. Джеймс Баучер 2, тел: 02 9634403, факс: 02 9630664, e-mail: marina.markova@draeger.com.
- Второ място:** "Сервизмед" ООД с адрес гр. София, пк 1330, жк Красна поляна, ул. Добротич, бл.329А, ет.1, тел: 02 8105959, факс: 02 8105958, e-mail: trade@servicemed-bg.com.
- 30.** За обособена позиция с номер 30 „Кит с инфлатор за налягане, тип luer lock - спринцовка от поликарбонат с вместимост 20 мл, максимално налягане 30 атм. и линия за високо налягане 10 см.; трипътно кранче; торкер от поликарбонат; У-конектор от поликарбонат, тип push click; метална игла 20Ga - 10 см“:
- Първо място:** "Гамидор България" ООД с адрес гр. София, пк 1408, бул. Витоша 152, ет. 2, ап. 6, тел. 02 9814737, факс 02 9633087, e-mail: office@gamidor.eu.
- Второ място:** "Макмед" ООД с адрес гр. София, ул. "Адам Мицкевич" 4В, ет.2, офис 4, тел./факс: 02 9894249, e-mail: info@macmedbg.com.
- 31.** За обособена позиция с номер 31 „Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, мъжко/женско), червен, син или бял цвят за лесно разпознаване“:
- Първо място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Лячев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
- 32.** За обособена позиция с номер 32 „Комплект 1 брой APS плака, 135°, 4 отвора, L 78 мм, материал CrNiMo- сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен; материал CrNiMo- сплав; ширина А/Ф 3,5мм, 1 брой APS самонарязващ компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав и 4 броя кортикални винтове Ø 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5мм; Ø на ядрото 3,1мм; ширина А/Ф 3,5мм; Ø на главата 8,0мм; материал стомана“:
- Първо място:** "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 54, тел. 02 9530263, факс: 02 9525821, email: office@ussmedi.bg.
- 33.** За обособена позиция с номер 33 „Комплект 1 брой APS плака, 135°, 5 отвора, L 94 мм, материал CrNiMo- сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен; материал CrNiMo- сплав; ширина А/Ф 3,5мм, 1 брой APS самонарязващ компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав и 5 броя кортикални винтове Ø 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5мм; Ø на ядрото 3,1мм; ширина А/Ф 3,5мм; Ø на главата 8,0мм; материал стомана“:
- Първо място:** "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 54, тел. 02 9530263, факс: 02 9525821, email: office@ussmedi.bg.
- 34.** За обособена позиция с номер 34 „Комплект за първично коляннo протезиране, включващ: Феморален компонент: Инсал/Бурщайн дизайн модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - CoCrMo сплав; дясна и лява конфигурация; по 5 размера всеки“:
- Първо място:** "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, пк 1303, ул. Брегалница 47, тел./факс: 02 8224548, e-mail: syco@mail.orbitel.bg.
- 35.** За обособена позиция с номер 35 „Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване, включващ: Тазобедрено стъбло за циментно закрепване. Технически характеристики: бедреното стъбло трябва да бъде без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, и да се придружава от дистален централизатор с 3 крила; материал: неръждаема стомана; размери: пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, едно стъбло с дължина 110 мм със стандартен офсет, три стъбла с дължина 130 мм с латерален офсет; Ацетабуларна капсула за циментно закрепване; Технически характеристики: пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра да има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско

проследяване на капсулата, подобна метална нишка да съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпници с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварваната повърхност, които да улесняват позиционирането на капсулата и да подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване; материал: UHMWPE/S/PMMA; разновидностите на моделите трябва да предлагат възможност за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм. Дистален централизатор с 3 крила, материал PMMA (полиметилметакрилат); Костен цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване - по 2 броя в комплект; Спринцовка за цимент. Феморална глава, съвместима с конус 6 градуса. Материал: неръждаема стомана; размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка”:

**Първо място:** "Сико-Фарма" ООД с адрес гр. София, пк 1303, ул. Брегалница 47, тел./факс: 02 8224548, e-mail: syco@mail.orbitel.bg.

36. За обособена позиция с номер 36 „Комплект, включващ: 1) Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за възрастни, ф22 мм конектор, луерлок порт за проби, мъртъв обем 55мл. Да осигурява 99.99% бактериална и вирусологична защита. Отдаване на влага поне 36,8 mg H2O/l въздух. Да са от прозрачен полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 2,0 mbar. - 1 брой; 2) Катетър муонт с Г-образен конектор, с порт за аспирация, и малък порт за бронхоскопии, дължина 15см, ф22, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2,1 mbar”:

**Първо място:** "Дрегер Медикал България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, бул. Джеймс Баучер 2, тел: 02 9634403, факс: 02 9630664, e-mail: marina.markova@draeger.com.

**Второ място:** "Сервизмед" ООД с адрес гр. София, пк 1330, жк Красна поляна, ул. Добротич, бл.329А, ет.1, тел: 02 8105959, факс: 02 8105958, e-mail: trade@servizmed-bg.com.

37. За обособена позиция с номер 37 „Коронарен стент от кобалт-хром L- 605 с покритие от сиролимус/пробукол - отворена клетка, технология на покритието 50% сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, дебелина на покритието 4 µm , концентрация на медикамента 1,2 µm /кв.мм, рекойл 4,3%, проксимален шафт с тefлоново покритие 1,9 Fg, дистален шафт полиамид 2,5 Fg, профил на входа на лезията 0.016 ”; профил на преминаване: 2,00 мм – 0,032”, 2,25 мм – 0,033”, 2,5 мм – 0,033”, 2,75 мм – 0,034”, 3,00 мм – 0,034”, 3,50 мм – 0,035”, 4,00 мм – 0,035”, номинално налягане 10 атм, дебелина на страт при диаметри 2,0, 2,25 и 2,5 мм -50 µm, при диаметри 2,75, 3,0, 3,5 и 4,0мм - 60 µm, размери: диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм с дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм ”:

**Първо място:** „Валентис Леонис” ООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, тел. 0896668868, факс: 02 4702776, e-mail: office@valentialeonis.com.

38. За обособена позиция с номер 38 „Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 0.5 cc (0.5-0.7 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка”:

**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастриски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.

39. За обособена позиция с номер 39 „Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 1 cc (0.7-1.4 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка”:

**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастриски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.

40. За обособена позиция с номер 40 „Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 2.5 cc (0.7-1.4 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка”:

**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастриски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.

41. За обособена позиция с номер 41 „Механична билифлетна аортна и митрална клапа, изключително мек дакронов шевен ринг с биолитно покритие за повишена хемосъвместимост и с форма на тапа за оптимално интра-ануларно позициониране и избягване на паравалвуларни течове, подходяща при нормален анурус и при ниски коронарни остии. Титаниев стягащ ринг за предотвратяване на деформация. Орифис - 100% пиролитичен карбон с възможност за завъртане на място, дори след имплантиране с помощта на ротатор. Разтваряне на платната до 78° за ниски нива на регургитация и загуба на енергийна ефективност.”:

**Първо място:** "Медикард" ООД с адрес гр. София, пк 1618, ул. Иван Сусанин 44, тел. 02 9555878, факс: 02 8581303, e-mail: office@medicard.bg.

42. За обособена позиция с номер 42 „Многократно ножче за краниотом със свределовидна форма, съвместимо с мотор за електрическа моторна система Microspeed Uni”:

**Първо място:** „Валентис Леонис” ООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, тел. 0896668868, факс: 02 4702776, e-mail: office@valentialeonis.com.

43. За обособена позиция с номер 43 „Нестерилна, въздухопропусклива, самозалепваща се лепенка от нетъкан текстил с хипоалергично покритие за фиксиране на превръзки, 9,2м x 10см”:

**Първо място:** "Медитех" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, ул. Голям Братан 8, тел. 02 4914088, факс: 02 4914087, email: meditech@meditech-bg.com.

44. За обособена позиция с номер 44 „Ножича за ендоскопска хирургия с ергономична дръжка, 36см, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена”:

**Първо място:** "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, ул. "Голям Братан" 8, тел. 02 4914088, факс: 02 4914087, email: ecosmedica@ecosmedica.com.

45. За обособена позиция с номер 45 „Ножича за конвенционална хирургия с ергономична дръжка, 23 см дължина, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5мм диаметър, закривена”:

**Първо място:** "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, ул. "Голям Братан" 8, тел. 02 4914088, факс: 02 4914087, email: ecosmedica@ecosmedica.com.

46. За обособена позиция с номер 46 „Ножичи, 9 см. дължина, 16,2 мм активни острие, с бутони за ръчна активация вградени в ръкохватката и с адаптивна към тъкани технология”:

**Първо място:** "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, ул. "Голям Братан" 8, тел. 02 4914088, факс: 02 4914087, email: ecosmedica@ecosmedica.com.

47. За обособена позиция с номер 47 „Овлажнител за ротаметър за кислород, подлежащ на стерилизация”:

**Първо място:** "Джи Кей Инженеринг Груп" ООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Марин Дринов 44, ет.2, офис 2, тел.: 0879 906217, e-mail: georgieva@gke.bg.

**Второ място:** „МарКон" ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Козлодуй 64, ет.2, офис 7, тел. 0887 579968, факс 052 602107, e-mail: sales@marcon-bg.com.

48. За обособена позиция с номер 48 „Острие за осцилиращ трион съвместимо с модели Stryker System 5 осцилиращ трион, Stryker System 6 осцилиращ трион и Stryker Electrical System 6, размери: дълбочина на рязане 90 мм, ширина на режещ ръб 18 мм, дебелина 1,27 мм, режещи зъбци насочени навътре към разположен в средата на режещия ръб отвор за отвеждане на костни парчета" нито един от допуснатите участници не е подал oferta..

49. За обособена позиция с номер 49 „Персонална система - ръководство (шаблон) за резекции при колянно протезиране, изработена на базата на индивидуално 3D предоперативно планиране. Изисква се компютърно томографско изследване на пациента, съгласно протокол на производителя.”:  
**Първо място:** "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 54, тел. 02 9530263, факс: 02 9525821, email: office@ussmedi.bg.
50. За обособена позиция с номер 50 „Петточкова термопластична маска, съвместима с наличното оборудване за имобилизация в Клиниката по лъчелечение (Сивко). Прикрепването към устройствата за имобилизация да е тип винкел. Дебелината на маските да е под 2,5 мм. Да са изработени от материал, който има свойството да променя цвета си при достигане на необходимата температура за моделиране. Свиваемостта на материала да е под 1,1%. Времето за обработка във ваната да е до 1 мин при температурата за изготвяне до 70 градуса”:  
**Първо място:** "Канбера Пакард България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1680, ул. Тодор Каблешков 61 вх.Б, ап.19, тел: 02 9589480, факс: 02 9589477, e-mail: office@cpbg.net.  
**Второ място:** "Екостал" ЕООД с адрес гр. Левски, пк 5900, ул. Ангел Кънчев 10, тел. 0884 786652, e-mail: ekostal@abv.bg.
51. За обособена позиция с номер 51 „Платинени спирали, "койлове", 3D дизайн, диаметър от 2мм до 25мм, дължина от 2см до 50см, предназначени за емболизация за интракраниални аневризми, както и за емболизация на други невровакуларни аномалии (AVM и AV фистули)”:  
**Първо място:** "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606, ул. Виктор Григорович 3 ет.1 ап.2, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-mail: office@rsr.bg.
52. За обособена позиция с номер 52 „Полиестерни, прави, плетени, съдови протези със стандартна дебелина на стената - 0.49 мм, покрити с колаген и импрегнирани със сребърен ацетат, само външен велур, с диаметър 6, 7 и 8 мм и дължина 40 см ”:  
**Първо място:** "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 23, ет. 3, тел. 02 9533616, факс: 02 9533616, email: cardiomedical@abv.bg.
53. За обособена позиция с номер 53 „Премонтиран стент за коронарна ангиопластика от неръждаема стомана 316L, с покритие от тинаниев оксид, намиращ се помежду два рентгенпозитивни маркери, които по време на флуороскопия да дават информация за позицията на стента в коронарната артерия, респективно сегмент. Балонът да издържа на раздуване под високо налягане (RBP>15atm) и да може да се използва за постдилатация на вече имплантиран стент. Вътрешният лумен на дисталния край да позволява използването на водачи ( $\leq 0.014$  in/0.36 mm); дебелина на стратовете - 0,0038"; 5 циркулярни платна на балона; доказано съвване след дилатация механичен рекоил< 5%; Балон: номинално налягане - 9 ATM, RBP - 18 ATM (2,25-4,00); 16 ATM (4,50-5,00); проксимален shaft - 1.8/2.0 F; дистален shaft - 2.7 F; връх 0.017", Размери: диаметри: 2,25,2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 и 5,00 мм и дължини: 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 32 мм ”:  
**Първо място:** "Маримпекс-7" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 54, тел. 02 9530263, факс: 02 9525821, email: marimpex-7@mbox.contact.bg.
54. За обособена позиция с номер 54 „Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри напоени (импрегнирани) с клиндамицин и рифампицин, които се освобождават до 50 дни”:  
**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.
55. За обособена позиция с номер 55 „Програмируема клапа с/без предкамера - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри.”:  
**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.
56. За обособена позиция с номер 56 „Програмируема микро клапа (детска) - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри напоени (импрегнирани) с клиндамицин и рифампицин, които се освобождават до 50 дни”:  
**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.
57. За обособена позиция с номер 57 „Програмируема микро клапа (детска) - с конус и топче, 18 степени на задаване на налягане дистанционно през кожата чрез специализиран програматор. Включва вентрикуларен и перитонеални катетри.”:  
**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.
58. За обособена позиция с номер 58 „Резорбируема регенеративна дура с адхезивна превенция, заместител на естествената човешка дура 5см x 5 см”:  
**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастирски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.
59. За обособена позиция с номер 59 „Ретроградна кардиоплегична канюла за коронарен синус, силиконова, с моделиращ се водач и размер 15 Fg и дължина до 32 см. Армирана с auto-inflate балон”:  
**Първо място:** "Интерагро 90" ЕООД с адрес гр. София, пк 1000, жк "Манастирски ливади", ул. "Бяло поле" 3, офис сграда "Комфорт", офис 1, тел.: 0888398948, факс: 02 4923110, e-mail: intera90@gmail.com.
60. За обособена позиция с номер 60 „Ротаметър за кислород с овлажнител към болнична система за медицински газове - 0-15л/мин”:  
**Първо място:** „МарКон" ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Козлодуй 64, ет.2, офис 7, тел. 0887 579968, факс 052 602107, e-mail: sales@marcon-bg.com.  
**Второ място:** "Джи Кей Инженеринг Груп" ООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Марин Дринов 44, ет.2, офис 2, тел.: 0879 906217, e-mail: georgieva@gke.bg.
61. За обособена позиция с номер 61 „PTCA водач PTFA с хидрофилно покритие на върха, профил 0,014“. Micro J-tip за локализиране на микро канали, рентгенопозитивно 3 см платинено покритие, Extra support при поставяне на стент. С възможност за проксимално удължаване на 195 см-та версия. Прав връх и J връх Типове: 3 gr, 4,5 gr, 6 gr, 9 gr, 12 gr. Размери: 195 и 300см”:  
**Първо място:** "Макмед" ООД с адрес гр. София, ул. "Адам Мицкевич" 4В, ет.2, офис 4, тел./факс: 02 9894249, e-mail: info@macmedbg.com.
62. За обособена позиция с номер 62 „Ръкохватка за инструменти за мултифункционален енергиен генератор с комбинирана ултразвукова и аванс биполярна технология с опция за софтуерна актуализация GEN11, съвместима с ултразвукови инструменти ACE23E, ACE36E, HAR23, HAR36, ACE14S, WAVE18S, за многократна употреба ”:  
**Първо място:** "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, ул. "Голям Братан" 8, тел. 02 4914088, факс: 02 4914087, email: ecosmedica@ecosmedica.com.
63. За обособена позиция с номер 63 „Саморазтварящ се стент за SFA, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice", спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта .0088", нулево скъсяване, с рентгенопозитивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите стентове-един допълнителен в средата), диаметър от 5мм до 8мм, дължини от 20 до 200 мм, съвместими с водач 0.035", дължина на катетъра до 120 см”:  
**Първо място:** "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606, ул. Виктор Григорович 3 ет.1 ап.2, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-mail: office@rsr.bg.
64. За обособена позиция с номер 64 „Сет за биопсия на меки тъкани. Лек и компактен дизайн, позволяващ бързо и точно извличане на пробата посредством специален механизъм и използване само на едната ръка. Канюла и външна коаксиална игла с маркирани стъпки на

- разстояние 1см. Echotip връх на иглата. Два варианта: 10 мм и 20 мм дължина на изхвърляне. Канюла с размери: 16, 18, 20 G; Дължина на игла: 9, 15, 20см";
- Първо място:** "Молекулар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, тел. 02 9714011, факс: 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg.
65. За обособена позиция с номер 65 „Сет за мандибуларна едновекторна дистракция със субкутанна фиксация и лесен активатор със стъпка 0.5 мм, включващ дистрактор, 5 бр винтове за фиксация“:
- Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастриски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.
66. За обособена позиция с номер 66 „Сет, съдържащ: Уретерален стент JJ, тип Пигтейл, отворен/затворен връх, с дренажни отвори по тялото и опашките; - бутало с дължина 40 см; - водач от неръждаема стомана с PTFE покритие, с дължина 125 см; - 2 клампи със затворен връх. Уретералният стент JJ да бъде стандартен, отворен/затворен връх. Престой в организация до 2 месеца. Размери: 4, 7Fr, 6Fr, 7Fr и 8Fr; дължина: 24, 26, 28 или 30 см.“ нито един от допуснатите участници не е подал оферта.
67. За обособена позиция с номер 67 „Система за задна тораколумбална стабилизация с 5,5 мм дебелина на пръчката. Индицирана за възрастни и подрастващи пациенти с деформитети, дегенеративни заболявания и травми. Възможност за редуция и привеждане на пръта към винта чрез специализиран инструментариум; инерите да се завиват с отверка звезда, за избягване на превъртането на винтовете и правоъгълна резба за правилно вертикално натоварване на главата на винтовете. Инструментариумът да осигурява еднакво (с динамометър) затягане на инерите. Системата да съдържа: Моноаксиални, унипланарни, полиаксиални, полиаксиални-редукционни винтове Ф4.35, Ф 5.0, Ф6.0, Ф7.0, Ф8.0 с дължини 20-80 мм, както и инери с едностъпкова и двустъпкова инсерция. Конфигурация: 4 винта полиаксиални или моноаксиални или унипланарни + 2 бр. пръчки“:
- Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастриски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.
68. За обособена позиция с номер 68 „Система за измерване на централно венозно налягане, съставена от интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна линии с антибактериален филтър, дължина на пациентната линия 145 см, дължина на манометърната линия 100 см“ нито един от допуснатите участници не е подал оферта.
69. За обособена позиция с номер 69 „Сонда за ендобронхиална аспирация, с крайник тип Нелатон, СН 12, 14 и 16 с външни диаметри 4,0; 4,7 и 5,3 мм и дължина 600 мм, вид на канала - отворен, брой отвори - 2“:
- Първо място:** "Агартма - ЦМ" ЕООД с адрес гр. София, п.к. 1712, ж.к. "Младост" 3, бл. 304, ет. 1, офис 1, тел. 02 8765542, факс: 02 9743973, e-mail: agartacm@abv.bg.
- Второ място:** "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606, ул. Виктор Григорович 3 ет.1 ап.2, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-mail: office@rsr.bg.
- Трето място:** "Софарма трейдинг" АД с адрес гр. София, пк 1756, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", ет. 12, тел. 02 81336600, факс. 02 8133666, e-mail: office@sopharmatrading.bg.
- Четвърто място:** "Сервизмед" ООД с адрес гр. София, пк 1330, жк Красна поляна, ул. Добротич, бл.329А, ет.1, тел: 02 8105959, факс: 02 8105958, e-mail: trade@servicemed-bg.com.
70. За обособена позиция с номер 70 „Спираловиден катетър за екстракция на емболи от стдова протеза. Дължина 50 см, размери 5Fr и 6Fr. Диаметър на спиралата: при 5Fr - прибрана - 16 мм, разгъната - 5 мм; при 6Fr - прибрана - 18 мм, разгъната - 6 мм“:
- Първо място:** "Медимаг-МС" ООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастриски ливади-изток, ул. Димитър Сагаев 19, тел: 02 9582180, факс: 02 9582181, e-mail: medimag@inet.bg.
71. За обособена позиция с номер 71 „Спринцовка 12 мл., въртяща се мъжка система за заключване тип луер-лок с ръкохватка за пръсти. Конструирана за инжектиране на контрастно вещество при ангиографски процедури. Изработена от поликарбонат, полипропилен и ABS“:
- Първо място:** "Макмед" ООД с адрес гр. София, ул. "Адам Мицкевич" 4В, ет.2, офис 4, тел./факс: 02 9894249, e-mail: info@macmedbg.com.
- Второ място:** "Гамидор България" ООД с адрес гр. София, пк 1408, бул. Витоша 152, ет. 2, ап. 6, тел. 02 9814737, факс 02 9633087, e-mail: office@gamidor.eu.
72. За обособена позиция с номер 72 „Спринцовки за хранене, 50 cc, тип "Жанет““:
- Първо място:** "Агартма - ЦМ" ЕООД с адрес гр. София, п.к. 1712, ж.к. "Младост" 3, бл. 304, ет. 1, офис 1, тел. 02 8765542, факс: 02 9743973, e-mail: agartacm@abv.bg.
- Второ място:** "Хелмед България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1309, район Възраждане, ул. Цар Симеон бл. 20, ет. 1, ап. 3, тел: 02 9200456, факс: 02 9291411, e-mail: helmedsf@yahoo.com.
73. За обособена позиция с номер 73 „Стандартен интродюсер сет за радиална артерия - от 5 до 7 Fr, маркирани с цветови код за различните размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със силиконова хемостатична клапа с единична тънка рентгенопозитивна стена, водач (0,035" или 0,038"), вид на водача - прав или J, 45 см, дилататор“:
- Първо място:** "Екос Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, ул. "Голям Братан" 8, тел. 02 4914088, факс: 02 4914087, email: ecosmedica@ecosmedica.com.
74. За обособена позиция с номер 74 „Стерилен еднократен универсален комплект от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25 г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30 г/кв.м., 10 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 лепящ чаршаф 150/240 см, 1 лепящ чаршаф 170/175 см, 2 лепящи чаршафа 75/90 см, 4 кърпи 33/33 см, 1 лепяща лента 10 x 50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи“:
- Първо място:** "Софарма трейдинг" АД с адрес гр. София, пк 1756, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", ет. 12, тел. 02 81336600, факс. 02 8133666, e-mail: office@sopharmatrading.bg.
75. За обособена позиция с номер 75 „Стерилен костен восък, съдържащ 70% пчелен восък 30% вазелин, на плочки по 2,5 гр“:
- Първо място:** „Валентиа Леонис“ ООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, тел. 0896668868, факс: 02 4702776, e-mail: office@valentialeonis.com.
76. За обособена позиция с номер 76 „Стерилен нефростомен сет, двустъпкова техника. Да не съдържа латекс. Размер 6 – канюла19,5G/0.95мм, дължина120мм, водач 0.028“; Размер 8 – канюла 17,5G/1.30мм, дължина 200мм, водач 0.038“; Размер 10 – канюла 17,5G/1.30мм, дължина 200мм, водач 0.038“; Комплектът да съдържа: - Пункционна канюла, две части, с маркировка на върха за ултразвук; - Водач с интродюсер,прибл. 800 мм.; - Катетър разширител,прибл. 125 мм., със стилет. - Катетър тип Pigtail, от полиуретан, рентгенопозитивен,с дължина при бл. 30см, централно отворен, с хидрофилно покритие, с 6 дренажни отвора, със стъпка за фиксиране, с Luer-Lock конектор; - Спирателно кранче; - Адаптор за уринаторна торба; - 3 броя етикети за документацията“:
- Първо място:** "Дъчмед интернешанъл" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, кв. Лозенец, ул. Бигла 48, ет.5, тел. 02 9200123, факс: 02 9200384, e-mail: info@dutchmed.bg.
77. За обособена позиция с номер 77 „Стерилен ръкав за лапароскопска камера за еднократна употреба, състоящ се от бял пластмасов пръстен-рамка, полиетелов ръкав, две сини лепящи ленти за закрепване. Размери 150ммx250мм. Да бъде стерилизиран с етилен-оксид“:
- Първо място:** "Парамедика" ООД с адрес гр. София, пк 1618, кв. Павлово, бул. Ал. Пушкин 15, тел. 02 8733416, факс: 02 8733416, e-mail: paramedica@gmail.com.
- Второ място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк Младост 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел: 02 9712061, факс: 02 9712410, e-mail: info@mte-bg.com.
78. За обособена позиция с номер 78 „Стерилни полимерни покривала със защитна лупа за обектива, съвместими с операционен микроскоп Pentero 900, размери 132x391см“:

- Първо място:** "БК Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1233, бул. "Сливница" 141-143, тел. 02 9201978, факс: 02 9201045, e-mail: olena1md@abv.bg.
- Второ място:** "Софарма трейдинг" АД с адрес гр. София, пк 1756, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", ет. 12, тел. 02 81336600, факс. 02 8133666, e-mail: office@sopharmatrading.bg.
79. За обособена позиция с номер 79 „Стомашна сонда с глух канал, различни размери с външни диаметри 4,7; 5,3; 6,0; 6,7; 7,3 и 8,0 мм и дължина 1000 мм, с пет отвора“:
- Първо място:** "Софарма трейдинг" АД с адрес гр. София, пк 1756, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", ет. 12, тел. 02 81336600, факс. 02 8133666, e-mail: office@sopharmatrading.bg.
80. За обособена позиция с номер 80 „Тест - ленти за измерване на кръвна захар за глюкомер FreeStyle Optium. Индивидуално опакована тест-лента в алуминиево фолио, без кодиращо устройство, време за тестване 5 секунди, обем на кръвната проба 0,6 µl, улеснено поставяне на кръвната проба на ръба на тест-лентата“:
- Първо място:** "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606, ул. Виктор Григорович 3 ет.1 ап.2, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-mail: office@rsr.bg.
81. За обособена позиция с номер 81 „Титаниеви лигатурни клипси, големи - диамантен профил, затваряне първо на върховете, оребрена захващаща повърхност, 7,9 мм височина, 8,1мм ширина“:
- Първо място:** „Валентис Леонис“ ООД с адрес гр. София, пк 1463, бул. "Витоша" 146Б, офис 16, тел. 0896668868, факс: 02 4702776, e-mail: office@valentialeonia.com.
82. За обособена позиция с номер 82 „Торако и лумбосакрална предна и задна стабилизация. Конфигурация за две нива, включваща шест титаниеви моно- или полиаксиални винта; шест титаниеви фиксиращи винта и две титаниеви пръчки - моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 20 мм“:
- Първо място:** „Ви енд Ди Сървисис“ ООД с адрес гр. София, пк 1700, бул. Симеоновско шосе 110Б, ет. 1, ап. 4, тел. 02 889513599, факс: 02 9927190, e-mail: doraatanassova@hotmail.com.
83. За обособена позиция с номер 83 „Трахеостомна каниюла с балон, страничен отвор за аспирация над балона, с маркировка за размера на каниюлата върху контролния балон, с фиксираща лента, номера 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 и 10 мм“:
- Първо място:** "Гюс" ООД с адрес гр. Русе, пк 7000, ул. Цар Калоян 11А, Бизнес център Етър 1, ет.1, тел. 082 828378, факс: 082 828377, e-mail: b.stoyanov@gus-bg.com.
- Второ място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк Младост 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел: 02 9712061, факс: 02 9712410, e-mail: info@mte-bg.com.
84. За обособена позиция с номер 84 „Три кранчета на обща плочка с различни цветове, налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, устойчивост на агресивни медикаменти“:
- Първо място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
85. За обособена позиция с номер 85 „Трипътен фолиев катетър с балон, 100% силикон, за постоперативна иригация и тампонада, стерилен; Материал: 100% силикон. Врх: тип Dufour или Mercier, с два отвора, прозрачен. Размери 16Fr/40 мл, 18Fr/50 мл, 20Fr/60мл, 22Fr/70мл или 24Fr/80мл балон. Дължина 42 см; Да не съдържа латекс.“:
- Първо място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
86. За обособена позиция с номер 86 „Трипътна плочка с дясно (OFF) заключване за високо налягане при ангиографски процедури, изработена от поликарбонат с възможност да издържа налягане до 600 PSI“:
- Първо място:** "Макмед" ООД с адрес гр. София, ул. "Адам Мицкевич" 4В, ет.2, офис 4, тел./факс: 02 9894249, e-mail: info@macmedbg.com.
- Второ място:** "Гамидор България" ООД с адрес гр. София, пк 1408, бул. Витоша 152, ет. 2, ап. 6, тел. 02 9814737, факс 02 9633087, e-mail: office@gamidor.eu.
87. За обособена позиция с номер 87 „Триточкова термопластична маска, съвместима с наличното оборудване за имобилизация в Клиниката по лъчелечение (Сивко). Прикрепването към устройствата за имобилизация да е тип винкел. Дебелината на маските да е под 2,5 мм. Да са изработени от материала, който има свойството да променя цвета си при достигане на необходимата температура за моделиране. Свиваемостта на материала да е под 1,1%. Времето за обработка във ваната да е до 1 мин при температура за изготвяне до 70 градуса“:
- Първо място:** "Канбера Пакард България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1680, ул. Тодор Каблешков 61 вх.Б, ап.19, тел: 02 9589480, факс: 02 9589477, e-mail: office@cpbg.net.
- Второ място:** "Екостал" ЕООД с адрес гр. Левски, пк 5900, ул. Ангел Кънчев 10, тел. 0884 786652, e-mail: ekostal@abv.bg.
88. За обособена позиция с номер 88 „Троакар за еднократна употреба с автоматично защитено острие с два режещи ръба, с 2 лапи за задържане на газ, с конвертор, отделящ се с винт, за работа с инструменти от 5 до 12мм диаметър, 100 мм каниюла“:
- Първо място:** "Сервисмед" ООД с адрес гр. София, пк 1330, жк Красна поляна, ул. Добротич, бл.329А, ет.1, тел: 02 8105959, факс: 02 8105958, e-mail: trade@servicemed-bg.com.
89. За обособена позиция с номер 89 „Тромбаспирационен катетър с мек, къс, скосен, термично обработен връх. Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене. 6Fr - 140 см, 7Fr - 145 см“:
- Първо място:** "Прохелт" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, ул. Миджур 14, тел. 02 8650081, факс: 02 8658154, e-mail: phealth@mail.techno-link.com.
90. За обособена позиция с номер 90 „Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, дължина 190 см, обем за обезвъздушаване 14,1 мл, луер-лок винтови връзки“:
- Първо място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
91. За обособена позиция с номер 91 „Удължител за перфузия с luer lock наконечници, дебелина 1,45x2,75 мм, дължина 150 см“:
- Първо място:** "Хелмед България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1309, район Възраждане, ул. Цар Симеон бл. 20, ет. 1, ап. 3, тел: 02 9200456, факс: 02 9291411, e-mail: helmedsf@yahoo.com.
- Второ място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк Младост 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел: 02 9712061, факс: 02 9712410, e-mail: info@mte-bg.com.
- Трето място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
92. За обособена позиция с номер 92 „Удължител за спринцовка помпа, черен, напълно фотозащитен, 150 см, устойчив на налягане до 9 bar, съвместим с перфузна фотозащитена спринцовка, вътрешен лумен 1,5мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, луер-лок винтови връзки“:
- Първо място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
93. За обособена позиция с номер 93 „Уретерален дренажен стент двоен пигтейл и позиционер. Максимален престой в организма до 6 месеца. Дължина: 18/20/22/24/26/28/30см; Диаметър: 5/6/7/8Fr“:



- Първо място:** "Молекулар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, тел. 02 9714011, факс: 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg.
- Второ място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк Младост 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел: 02 9712061, факс: 02 9712410, e-mail: info@mte-bg.com.
- 94. За обособена позиция с номер 94 „Уринаторна торба с клапан 2л, 1,5 метра“:**  
**Първо място:** "Агартма - ЦМ" ЕООД с адрес гр. София, п.к. 1712, ж.к. "Младост" 3, бл. 304, ет. 1, офис 1, тел. 02 8765542, факс: 02 9743973, e-mail: agartact@abv.bg.  
**Второ място:** "Етропал Трейд" ЕООД с адрес гр. Етрополе, пк 2180, бул. Руски 191, тел. 0720 63422, факс: 0720 67098, e-mail: c.toleva@etropal.eu.  
**Трето място:** "Хелмед България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1309, район Възраждане, ул. Цар Симеон бл. 20, ет. 1, ап. 3, тел: 02 9200456, факс: 02 9291411, e-mail: helmedsf@yahoo.com.  
**Четвърто място:** "Юнимедика" ЕООД с адрес гр. София, пк 1113, ул. Коста Лулчев 7, тел. 02 9733855, факс: 02 8707439, e-mail: unimedica@mbox.contact.bg.  
**Пето място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк Младост 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел: 02 9712061, факс: 02 9712410, e-mail: info@mte-bg.com.
- 95. За обособена позиция с номер 95 „Урологичен нелатон катетър, различни номера“:**  
**Първо място:** "Юнимедика" ЕООД с адрес гр. София, пк 1113, ул. Коста Лулчев 7, тел. 02 9733855, факс: 02 8707439, e-mail: unimedica@mbox.contact.bg.  
**Второ място:** "Хелмед България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1309, район Възраждане, ул. Цар Симеон бл. 20, ет. 1, ап. 3, тел: 02 9200456, факс: 02 9291411, e-mail: helmedsf@yahoo.com.  
**Трето място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.  
**Четвърто място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк Младост 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел: 02 9712061, факс: 02 9712410, e-mail: info@mte-bg.com.  
**Пето място:** "Емония Фарматех България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1505, ул. Блага Димитрова 37, тел./факс 02 9434877; e-mail: office@emtonya.com.
- 96. За обособена позиция с номер 96 „Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за възрастни, ф22 мм конектор, люерлок порт за проби, мъртъв обем 55мл. Да осигурява 99.99% бактериална и вирусологична защита. Отдаване на влага поне 36,8 mg H2O/l въздух. Да са от прозрачен полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 2,0 mbar“:**  
**Първо място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк Младост 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел: 02 9712061, факс: 02 9712410, e-mail: info@mte-bg.com.  
**Второ място:** "Сервизмед" ООД с адрес гр. София, пк 1330, жк Красна поляна, ул. Добротич, бл.329А, ет.1, тел: 02 8105959, факс: 02 8105958, e-mail: trade@servicemed-bg.com.  
**Трето място:** "Дрегер Медикал България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, бул. Джеймс Баучер 2, тел: 02 9634403, факс: 02 9630664, e-mail: marina.markova@draeger.com.
- 97. За обособена позиция с номер 97 „Филтър за респиратори тип "изкуствен нос" за трахеостомирани пациенти. Мъртъв обем 8мл. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 0,3 mbar. Порт за подаване на кислород. Отдаване на влага поне 33,2 mg H2O/l въздух. Да са от полипропилен без съдържание на латекс и PVC“:**  
**Първо място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк Младост 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел: 02 9712061, факс: 02 9712410, e-mail: info@mte-bg.com.  
**Второ място:** "Дрегер Медикал България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, бул. Джеймс Баучер 2, тел: 02 9634403, факс: 02 9630664, e-mail: marina.markova@draeger.com.
- 98. За обособена позиция с номер 98 „Хибриден коронарен стент от кобалт-хром (L 605), излъчващ медикамент сиролимус. Дизайн на стента - двоен хеликоксидален с полезна дължина на шафта 140 см. Да бъде с пасивно покритие PROBIO /силиконов карбид/ и активно покритие BIOlute - биорезурбируем полимер, който да контролира излъчването на медикамента. Дебелина на стратовеите 0,0024” за диаметри от 2,25 до 3,0мм и 0,0031” за диаметри 3,5 и 4,0мм. Доза на медикамента: 50-250µg в зависимост от размера на стента, набити маркери от платина и иридий. Диаметри: 2,25, 2,5, 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 с дължини: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35 и 40 мм. “:**  
**Първо място:** "Медикейър България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1680, кв. Бели Брези, ул. Хайдушка гора 59-61, тел: 02 9580745, факс: 02 9580747, e-mail: a.parvanov@medicare.bg.
- 99. За обособена позиция с номер 99 „Хидрофилен водач от неръждаема стомана с рентгенопозитивен, платинен дистален койл (10см или 20см), диаметър 0,010", 0,014" или 0,016", обща дължина 175/200см + торкер“:**  
**Първо място:** "РСР" ЕООД с адрес гр. София, пк 1606, ул. Виктор Григорович 3 ет.1 ап.2, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-mail: office@rsr.bg.
- 100. За обособена позиция с номер 100 „Хирургични ръкавици, нестерилни, латексови, различни размери“:**  
**Първо място:** "Агартма - ЦМ" ЕООД с адрес гр. София, п.к. 1712, ж.к. "Младост" 3, бл. 304, ет. 1, офис 1, тел. 02 8765542, факс: 02 9743973, e-mail: agartact@abv.bg.  
**Второ място:** "Софарма трейдинг" АД с адрес гр. София, пк 1756, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда "А", ет. 12, тел. 02 81336600, факс. 02 81336666, e-mail: office@sopharmatrading.bg.  
**Трето място:** "Юнимедика" ЕООД с адрес гр. София, пк 1113, ул. Коста Лулчев 7, тел. 02 9733855, факс: 02 8707439, e-mail: unimedica@mbox.contact.bg.  
**Четвърто място:** "Медицинска техника инженеринг" ООД с адрес гр. София, пк 1750, жк "Младост" 1, бл. 28Б /ул. Димитър Моллов/, тел: 02 4627129, факс: 02 4627115, e-mail: info@mte-bg.com.  
**Пето място:** "Истинк България" ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Възраждане 12А, тел: 052 610432, факс: 052 610432, e-mail: eastlinkvn@mail.orbitel.bg.  
**Шесто място:** "Хелмед България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1309, район Възраждане, ул. Цар Симеон бл. 20, ет. 1, ап. 3, тел: 02 9200456, факс: 02 9291411, e-mail: helmedsf@yahoo.com.  
**Седмо място:** "Б. Браун Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1799, жк. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 66, тел. 02 8076752, факс: 02 9743083, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
- 101. За обособена позиция с номер 101 „Централен венозен катетър двулумен, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и течности; материал: полиуретан. Сетъ да включва: катетър с размери 4/5/7,5Fg и дължина 5/8/12/15/20см, игла, водач с диаметър 0,018/0,035", спринцовка 6 мл, тапи, малък контейнер за остри отпадъци“:**  
**Първо място:** "Молекулар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, тел. 02 9714011, факс: 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg.
- 102. За обособена позиция с номер 102 „Централен венозен катетър трилумен, импрегниран с Миноциклин и Рифампин, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и течности; материал: полиуретан. Сетъ да включва: катетър с размери: диаметър 5/7/10/20/25Fg и дължина 5/8/12/15см, с хидрофилно покритие; скалпел; игла въвеждаща EchoTip с диаметър 19G; водач с двойно флексабилен връх с диаметър 0.025"/0.032"; спринцовка 6мл; контейнер за остри отпадъци“:**  
**Първо място:** "Молекулар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, тел. 02 9714011, факс: 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg.
- 103. За обособена позиция с номер 103 „Централен венозен катетър трилумен, предназначен за измерване на венозно налягане, кръвни проби, вливания на лекарства и течности; материал: полиуретан. Сетъ да включва: катетър с размери: диаметър 5/7/9Fg и дължина 5/8/12/15/20см, игла, водач с диаметър 0,018"/0,025"/0,035", спринцовка 6 мл, тапи, малък контейнер за остри отпадъци“:**



- Първо място:** "Молекулар Солушънс България" ЕООД с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе, 7-ми км., № 135Д, тел. 02 9714011, факс: 02 9714011, e-mail: zanev@msb.bg.
- 104. За обособена позиция с номер 104 „Цервикален кейдж с вградени отвори за фиксация с винтове – 2 бр каудално и 2 бр краниално с анатомичен дизайн в 3 варианта – лордотик, конвекс, паралелна форма. Материал РЕЕК/титаниева сплав. Да се осигурява специализиран инструментариум. Размери: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм височина с 4 бр. винтове 12, 14, 16 мм“:**  
**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастриски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.
- 105. За обособена позиция с номер 105 „Шиен кейдж. Материал - поли-етер-етер-кетон, Tantal. Възможност за избор между два модела - конвексен и с ъгъл от 5 градуса. Да има три броя радиопозитивни маркери от титан. Височина от 4мм до 7мм, ширина от 12мм до 15мм и дълбочина от 12мм до 14мм.“:**  
**Първо място:** "Кардио Медикал" ЕООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 23, ет. 3, тел. 02 9533616, факс: 02 9533616, email: cardiomedical@abv.bg.
- 106. За обособена позиция с номер 106 „Щекер за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове, DIN стандарт, прав“:**  
**Първо място:** "Джи Кей Инженеринг Груп" ООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Марин Дринов 44, ет.2, офис 2, тел.: 0879 906217, e-mail: georgieva@gke.bg.  
**Второ място:** „МарКон“ ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Козлодуй 64, ет.2, офис 7, тел. 0887 579968, факс 052 602107, e-mail: sales@marcon-bg.com.
- 107. За обособена позиция с номер 107 „Щекер за ротаметър за кислород към болнична система за медицински газове, DIN стандарт, прав“:**  
**Първо място:** "Джи Кей Инженеринг Груп" ООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Марин Дринов 44, ет.2, офис 2, тел.: 0879 906217, e-mail: georgieva@gke.bg.  
**Второ място:** „МарКон“ ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. Козлодуй 64, ет.2, офис 7, тел. 0887 579968, факс 052 602107, e-mail: sales@marcon-bg.com.
- 108. За обособена позиция с номер 108 „Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор Dreger Infinity Delta XL“:**  
**Първо място:** "Дрегер Медикал България" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, бул. Джеймс Баучер 2, тел: 02 9634403, факс: 02 9630664, e-mail: marina.markova@draeger.com.
- 109. За обособена позиция с номер 109 „Кабели и аксесоари, съвместими с пациентен монитор Bbraun VISI CON MQ11 “:**  
**Първо място:** "Тъчмед" ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9020, жк Младост, бл.115, вх.6, ет.5, ап.15, тел. 0887 319673; факс: 052 801449, e-mail: touchmed@abv.bg.
- 110. За обособена позиция с номер 110 „Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Nihon Kohden BSM 2351, BSM2353K, BSM5105K, BSM4113K “:**  
**Първо място:** "Тъчмед" ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9020, жк Младост, бл.115, вх.6, ет.5, ап.15, тел. 0887 319673; факс: 052 801449, e-mail: touchmed@abv.bg.
- 111. За обособена позиция с номер 111 „Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Mindray MEC 2000, MEC 1000 “:**  
**Първо място:** "Тъчмед" ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9020, жк Младост, бл.115, вх.6, ет.5, ап.15, тел. 0887 319673; факс: 052 801449, e-mail: touchmed@abv.bg.  
**Второ място:** "Дъчмед интернешанъл" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, кв. Лозенец, ул. Бигла 48, ет.5, тел. 02 9200123, факс: 02 9200384, e-mail: info@dutchmed.bg.
- 112. За обособена позиция с номер 112 „Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Mindray Bene View T8“:**  
**Първо място:** "Тъчмед" ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9020, жк Младост, бл.115, вх.6, ет.5, ап.15, тел. 0887 319673; факс: 052 801449, e-mail: touchmed@abv.bg.  
**Второ място:** "Дъчмед интернешанъл" ЕООД с адрес гр. София, пк 1164, кв. Лозенец, ул. Бигла 48, ет.5, тел. 02 9200123, факс: 02 9200384, e-mail: info@dutchmed.bg.
- 113. За обособена позиция с номер 113 „Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор EDAN M8“:**  
**Първо място:** "Тъчмед" ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9020, жк Младост, бл.115, вх.6, ет.5, ап.15, тел. 0887 319673; факс: 052 801449, e-mail: touchmed@abv.bg.  
**Второ място:** „Елпак-Лизинг“ ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. "Д-р Иван Богоров" 12, тел: 052 602 360, факс: 052 699 060, e-mail: elprak@elprak.bg.
- 114. За обособена позиция с номер 114 „Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор CONTEC CMS 8000“:**  
**Първо място:** "Тъчмед" ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9020, жк Младост, бл.115, вх.6, ет.5, ап.15, тел. 0887 319673; факс: 052 801449, e-mail: touchmed@abv.bg.  
**Второ място:** „Елпак-Лизинг“ ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. "Д-р Иван Богоров" 12, тел: 052 602 360, факс: 052 699 060, e-mail: elprak@elprak.bg.
- 115. За обособена позиция с номер 115 „Кабели и аксесоари, съвместим с пациентен монитор Datex Ohmeda S/SAM" нито един от допуснатите участници не е подал оферта.**
- 116. За обособена позиция с номер 116 „Регистрираща хартия за ЕКГ и термовидеопринтер за ехографско изследване“:**  
**Първо място:** "Медитрейд" ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. "Илинден" 7, тел: 052 606334, факс: 052 650012, e-mail: meditate@abv.bg.  
**Второ място:** „Елпак-Лизинг“ ЕООД с адрес гр. Варна, пк 9000, ул. "Д-р Иван Богоров" 12, тел: 052 602 360, факс: 052 699 060, e-mail: elprak@elprak.bg.
- 117. За обособена позиция с номер 117 „Компоненти за първично тотално колянno протезиране и ревизионно колянno протезиране“:**  
**Първо място:** "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 54, тел. 02 9530263, факс: 02 9525821, email: office@ussmedi.bg.
- 118. За обособена позиция с номер 118 „Компоненти за първично и ревизионно тотално тазобедрено ендопротезиране, включващи циментно и безциментно закрепване“:**  
**Първо място:** "ЮСС Медика" ООД с адрес гр. София, пк 1612, бул. Цар Борис III 54, тел. 02 9530263, факс: 02 9525821, email: office@ussmedi.bg.
- 119. За обособена позиция с номер 119 „Сет горен лицев етаж с плаки 0,9 мм дебелина и винтове 2.0 мм диам. незаклучващи, изработени от материал: титан, съдържаш“:**  
**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастриски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.
- 120. За обособена позиция с номер 120 „Сет за фрактури на долна челюст с фрактурни плаки с дебелина 1.5 мм и винтове 2.0 мм диам., заключващи, изработени от материал титан, съдържаш“:**  
**Първо място:** "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастриски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.

121. За обособена позиция с номер 121 „Сет за реконструкция на долна челюст с усилени плаки с дебелина 2.5 мм и винтове 2.4 мм диам, заключващи изработени от материал титан, съдържащи“:  
Първо място: "Ортосинтез-1" ЕООД с адрес гр. София, пк 1404, жк Манастриски ливади - запад, ул. Синанишко езеро 9А, тел./факс 02 4411055, e-mail: info@orthosynthes.com.

122. За обособена позиция с номер 122 „Резервни части за хемодиализни апарати Frezenius 4008S, 4008E, 4008H" нито един от допуснатите участници не е подал оферта.

## **II. УЧАСТНИЦИТЕ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВО МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ СА, КАКТО СЛЕДВА:**

"Девимед" ООД - за обособена позиция с номер 19.  
"Кардио Медикал" ЕООД - за обособени позиции с номера 52 и 105.  
"Юнимедика" ЕООД - за обособена позиция с номер 95.  
"РСР" ЕООД - за обособени позиции с номера 51, 63, 80 и 99.  
"Сико-Фарма" ООД - за обособени позиции с номера 34 и 35.  
"Джи Кей Инженеринг Груп" ООД - за обособени позиции с номера 4, 47, 106 и 107.  
"Профимедика" ЕООД - за обособена позиция с номер 15.  
"Прохелт" ЕООД - за обособена позиция с номер 89.  
"Дрегер Медикал България" ЕООД - за обособени позиции с номера 29, 36 и 108.  
"Дъчмед интернешанъл" ЕООД - за обособена позиция с номер 76.  
"Медитрейд" ЕООД - за обособена позиция с номер 116.  
"Канбера Пакард България" ЕООД - за обособени позиции с номера 50 и 87.  
"Маримпекс-7" ЕООД - за обособени позиции с номера 5, 6, 7 и 53.  
"ЮСС Медика" ООД - за обособени позиции с номера 32, 33, 49, 117 и 118.  
"Медимаг-МС" ООД - за обособени позиции с номера 8, 24 и 70.  
"Молекулар Солушънс България" ЕООД - за обособени позиции с номера 10, 64, 93, 101, 102 и 103.  
"Булмед 2000" ЕООД - за обособени позиции с номера 26 и 27.  
"Медикетър България" ЕООД - за обособена позиция с номер 98.  
"Софарма трейдинг" АД - за обособени позиции с номера 74 и 79.  
"Парамедика" ООД - за обособена позиция с номер 77.  
"Диамед" ООД - за обособена позиция с номер 17.  
"Сервизмед" ООД - за обособени позиции с номера 23 и 88.  
"Хелмед България" ЕООД - за обособени позиции с номера 18 и 91.  
"Ви енд Ди Сървисис" ООД - за обособена позиция с номер 82.  
"Агарта - ЦМ" ЕООД - за обособени позиции с номера 69, 72, 94 и 100.  
"Медитех" ООД - за обособена позиция с номер 43.  
"Екос Медика" ООД - за обособени позиции с номера 16, 44, 45, 46, 62 и 73.  
"БК Медикал" ЕООД - за обособена позиция с номер 78.  
"Медикард" ООД - за обособена позиция с номер 41.  
"Гюс" ООД - за обособена позиция с номер 83.  
"Б. Браун Медикал" ЕООД - за обособени позиции с номера 11, 12, 14, 31, 84, 85, 90 и 92.  
"МарКон" ЕООД - за обособени позиции с номера 9 и 60.  
"Медицинска техника инженеринг" ООД - за обособени позиции с номера 1, 28, 96 и 97.  
"Валентиа Леонис" ООД - за обособени позиции с номера 3, 25, 37, 42, 75 и 81.  
"Интерагро 90" ЕООД - за обособени позиции с номера 20, 21 и 59.  
"Гамидор България" ООД - за обособена позиция с номер 30.  
"Тъчмед" ЕООД - за обособени позиции с номера 109, 110, 111, 112, 113 и 114.  
"Макмед" ООД - за обособени позиции с номера 61, 71 и 86.  
"Ортосинтез-1" ЕООД - за обособени позиции с номера 2, 38, 39, 40, 54, 55, 56, 57, 58, 65, 67, 104, 119, 120 и 121.

## **III. Отстранените участници:**

### **1. "Юнимедика" ЕООД за обособени позиции 74 и 77:**

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, тъй като Комисията установи известни несъответствия по отношение на оферирания продукт по горепосочените обособени позиции, в законоустановения срок Участникът не представи такива, които да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията по настоящата обществена поръчка.

### **2. "Юнивърсити Медикал Рисърч" ООД за обособени позиции 34 и 35:**

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, тъй като не е отбелязано на коя страница се съдържа описанието на обособените позиции, за които се участва, за да може комисията да установи дали те отговарят на техническите изисквания, посочени от Възложителя в спецификацията. Условието за отбелязване е изрично посочено от Възложителя в обявлението за настоящата обществена поръчка в раздел III.2.3, подточка 2.

### **3. "Емония Фарматех България" ЕООД за обособени позиции 10, 30, 43, 61, 66, 76 и 93:**

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, тъй като участникът не е представил каталог и/или проспекти или брошури, които да отговарят на изискванията на възложителя, изрично посочени в Документацията и в Обявлението по настоящата обществена поръчка, както и част от оферирания продукт не отговарят на предварително зададените технически изисквания.

### **4. "Агарта - ЦМ" ЕООД за обособени позиции 74, 83, 91 и 95:**

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, тъй като Комисията установи известни несъответствия по отношение на оферирания продукт по горепосочените обособени позиции, в законоустановения срок Участникът не представи такива, които да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията по настоящата обществена поръчка.

### **5. "Новимед" ООД за обособени позиции 30, 51 и 89:**

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, тъй като Комисията установи известни несъответствия по отношение на оферирания продукт по горепосочените обособени позиции, в законоустановения срок Участникът не представи такива, които да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията по настоящата обществена поръчка.

### **6. "Гамидор България" ООД за обособена позиция 89:**

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, тъй като Комисията установи известни несъответствия по отношение на оферирания продукт по горепосочената обособена позиция, в законоустановения срок Участникът не представи такива, които да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията по настоящата обществена поръчка.

### **7. „Елпак-Лизинг“ ЕООД за обособена позиция 100:**

На основание Чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП, тъй като в Протокол № 2 от 22.05.2015г. Комисията е посочила, че по отношение на обособена позиция 100 Участникът е представил цветна разпечатка на производителя Unimax Medical. На представената цветна разпечатка има печат на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Unimax Medical, но той не е мокър, каквото е изричното изискване на Възложителя (стр. 7 от Обявлението, публикувано в Профила на купувача) за процедурата. В законоустановения срок Участникът не е отстранил несъответствието, като представи нов документ и/или замени представения документ съгласно чл. 68, ал. 9, изр. 2 от ЗОП.